



Gebruiksaanwijzing Elektronische personenweegschaal

KERN MFB

Type MGE
Versie 2.0
2017-07
NL



MFB-BA-nl-1720



KERN MFB

Type MGE

Versie 2.0 2017-07

Gebruiksaanwijzing Personenweegschaal

Inhoudsopgave

1	Technische gegevens	3
2	Conformiteitverklaring	3
3	Overzicht van het toestel	4
3.1	Toetsenbordoverzicht	4
3.2	Overzicht van de aanduidingen	5
4	Basisopmerkingen (algemene informatie)	6
4.1	Beoogd gebruik	6
4.2	Afwijkend gebruik.....	6
4.3	Garantie.....	6
5	Veiligheid grondrichtlijnen	7
5.1	Richtlijnen van de gebruiksaanwijzing nakomen	7
6	Vervoer en opslag	7
6.1	Controle bij ontvangst.....	7
6.2	Verpakking	7
7	Uitpakken, installeren en aanzetten.....	8
7.1	Plaats van installatie en gebruikslocatie.....	8
7.2	Uitpakken	8
8	Gebruik van de weegschaal	8

1 Technische gegevens

KERN (type)	MGE 100K-1
Handelsnaam	MFB 150K100
Afleeseenheid(<i>d</i>)	0,1 kg
Weegbereik (<i>Max</i>)	182 kg
Nauwkeurigheid	+/- 0.5% +/- 0.1kg
Weegeenheden	kg, lb
Duur van de signaaltoename	2 s
Cijferhoogte (mm)	35 mm
Bedrijfstemperatuur	-10°C +40°C
Luchtvochtigheid	max. 80% (geen condensatie)
Batterij	type CR2032, 2 stuk werktijd: 100 h functie "Auto-Off": 10 s
Afmetingen (B x D x H) [mm]	300 × 300 × 25
Materiaal van het weegschaalplateau	glas
Gewicht (netto) kg	2,0

2 Conformiteitverklaring

De actuele EG/EU conformiteitsverklaring is online verkrijgbaar:

www.kern-sohn.com/ce

3 Overzicht van het toestel



1	Afleesinrichting
2	De toetsen
3–6	Elektroden

3.1 Toetsenbordoverzicht

	• Weegschaal aanzetten • Het menu opvragen • In het menu: bevestiging van de ingevoerde gegevens
	In het menu: naar voren scrollen
	In het menu: naar achteren scrollen

3.2 Overzicht van de aanduidingen



fat %	% vetgehalte in het lichaam	kg	Kilogram
TBW	% watergehalte in het lichaam	%	Percent
	% inhoud van de spierweefsel		Geslacht: man
	Botten gewicht in kg		Een persoon van mannelijk geslacht en atletisch
KCAL	Calorieën		Geslacht: vrouw
BMI	Body Mass Index		Een persoon van vrouwelijk geslacht en atletisch
age	Leeftijd	P8	ID gebruiker (P0–P9)
cm	Centimeter		

4 Basisopmerkingen (algemene informatie)

4.1 Beoogd gebruik

De weegschaal is geschikt voor het bepalen van het gewicht van personen voor privégebruik. Het gebruik van deze weegschaal in de geneeskunde is niet toegestaan.

Om te wegen, moet de persoon op het weegschaalplateau zo staan dat het lichaamsgewicht over het gehele plateau wordt verdeeld. De weegwaarde kan na de stabilisatie worden afgelezen.

4.2 Afwijkend gebruik

De weegschaal niet voor dynamische wegingen gebruiken. Geringe vermindering of verhoging van hoeveelheid gewogen materiaal kan veroorzaken dat foutieve weegresultaten worden afgelezen! (Voorbeeld: de vloeistof vloeit langzaam van de container uit die op de weegschaal is geplaatst.)

Het weegschaalplateau niet aan langdurige belasting blootstellen. Het kan beschadiging van het meetmechanisme veroorzaken.

Stoten en overbelasting van de weegschaal boven aangegeven maximale last (*Max*) absoluut mijden. Het kan tot de beschadiging van het weegschaal leiden.

De weegschaal nooit in ruimtes met explosiegevaar gebruiken. De serie-uitvoering is geen explosiebestendige uitvoering.

Geen aanpassingen in de constructie van de weegschaal aanbrengen. Het kan tot foutieve weegresultaten, inbreuk op technische veiligheidsvoorwaarden als ook tot beschadiging van de weegschaal leiden.

De weegschaal mag enkel conform beschreven richtlijnen worden gebruikt. Andere gebruiksbereiken/toepassingsgebieden vereisen schriftelijke toestemming van de firma KERN.

4.3 Garantie

De garantie vervalt ingeval van:

- niet naleven van onze richtlijnen zoals in de gebruiksaanwijzing bepaald;
- gebruik niet volgens beschreven toepassingen;
- wijziging of opening van het toestel;
- mechanische beschadiging of beschadiging door werking van media, vloeistoffen;
- gewoon verbruik;
- onjuiste plaatsing of onjuiste elektrische installatie;
- overbelasting van het meetmechanisme;
- de weegschaal laten vallen.

5 Veiligheid grondrichtlijnen

5.1 Richtlijnen van de gebruiksaanwijzing nakomen

Let op:

Het staan op de rand van het weegschaalplateau kan tot het kantelen van de weegschaal en de val van de gewogen persoon leiden.



⇒ Vóór het plaatsen en het aanzetten van het toestel dient men onderhavige gebruiksaanwijzing nauwkeurig te lezen, ook indien u al ervaring met KERN weegschaalen hebt.

6 Vervoer en opslag

6.1 Controle bij ontvangst

Onmiddellijk na ontvangst van het pakket controleren of er geen zichtbare beschadigingen aanwezig zijn-hetzelfde betreft het toestel na het uitpakken.

6.2 Verpakking

Alle onderdelen van de originele verpakking dienen te worden behouden voor een eventueel retourvervoer.

Voor retourvervoer enkel originele verpakking gebruiken.

7 Uitpakken, installeren en aanzetten

7.1 Plaats van installatie en gebruikslocatie

De weegschaalen zijn op dergelijke manier ontworpen dat er in normale gebruiksomstandigheden de geloofwaardige weegresultaten worden bereikt.

De keuze van de juiste locatie voor de weegschaal verzekert een nauwkeurig en snel bedrijf.

Daarom dient men bij keuze van een plaats van installatie volgende regels in acht te nemen:

- De weegschaal op een stabiele, vlakke oppervlakte plaatsen.
- Extreme temperaturen als ook temperatuurverschillen bij bv. plaatsing bij verwarming of in plaatsen met directe werking van zonnestralen mijden.
- De weegschaal tegen directe werking van tocht bij open raam of deur beschermen.
- Stoten tijdens weging mijden.
- De weegschaal tegen hoge luchtvochtigheid, dampen en stof beschermen.
- Het toestel niet aan langdurige werking van grote vochtigheid blootleggen. Ongewenst dauwen (condensatie van luchtvocht op het toestel) kan voorkomen indien een koud toestel in een veel warmere omgeving wordt geplaatst. In een dergelijk geval dient het toestel ca. 2-uur acclimatisering te ondergaan.
- Statische lading van de weegschaal en de gewogen personen mijden.
- Contact met water mijden.

In het geval van elektromagnetische velden, statische ladingen als ook instabiele elektrische voeding zijn grote afwijkingen in weergave mogelijk (foutief weegresultaat). Dan dient de plaats te worden gewijzigd.

7.2 Uitpakken

De weegschaal voorzichtig uit de verpakking halen en op een aangegeven plek plaatsen.

Behalve weegschaal wordt de gebruiksaanwijzing meegeleverd.

8 Gebruik van de weegschaal

- ⇒ Op de weegschaal met blote voeten staan. Elke voet moet ten minste één elektrode aanraken. Indien mogelijk rustig en recht staan.
- ⇒ Het gewicht van een persoon wordt na enkele seconden afgelezen.
- ⇒ De niet gebruikte weegschaal schakelt na enkele seconden uit.