



SÉRIE BG

Armoires de sécurité pour le stockage intérieur
et extérieur de bouteilles de gaz



BBASIC60



BBASIC120



BBASIC60G



BBASIC120G

→ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Entièrement construite en tôle d'acier électro-galvanisé d'une épaisseur 15/10 mm, pliée à froid et dégraissée
- Finition extérieure en résine époxy et poudre thermo durcissante puis passage en galerie thermique à 200°C
- Couleur Grise RAL7035
- Construction monobloc avec vérins pour la mise à niveau de l'armoire
- Portes battantes pleines ou avec fenêtres en polycarbonate
- Fermeture à clé des portes
- Ouverture de la porte avec un angle de 110°
- Charnières externes en matière plastique résistante à la corrosion
- Rampe face avant rabattable en tôle d'acier pour faciliter le chargement et les manipulations
- Chaînettes de fixation pour bouteilles de gaz
- ISO 3864 : Signalisation par pictogrammes



→ MODÈLES D'ARMOIRES

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTERNES (L x P x H)mm	DIMENSIONS INTERNES (L x P x H)mm	ÉQUIPEMENTS INTERNES	CAPACITÉ DE STOCKAGE	POIDS (kg)
BBASIC60	Armoire 1 porte pleine	600 x 600 x 1950	530 x 540 x 1850	1 rampe rabattable, chaînettes	1 à 2 bouteilles de gaz	70
BBASIC60G	Armoire 1 porte avec fenêtre	600 x 600 x 1950	530 x 540 x 1850	1 rampe rabattable, chaînettes	1 à 2 bouteilles de gaz	70
BBASIC120	Armoire 2 portes pleines	1200 x 600 x 1950	1130 x 540 x 1850	1 rampe rabattable, chaînettes	3 à 4 bouteilles de gaz	125
BBASIC120G	Armoire 2 portes avec fenêtre	1200 x 600 x 1950	1130 x 540 x 1850	1 rampe rabattable, chaînettes	3 à 4 bouteilles de gaz	125

→ VENTILATION (EN OPTION)*

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x P x H) mm
DIAM125BP	Caisson de ventilation avec câble d'alimentation et boîte à filtre - diam. de sortie 125 mm	290 x 290 x 270
EOF100ABPMY11	Caisson de ventilation ATEX avec câble d'alimentation et boîte à filtre - diam de sortie 100 mm	257 x 265 x 400
K89007	Filtre à charbon actif pour caisson DIAM125BP (facultatif)	235 x 110 x 15
GFKIT125	Kit de raccordement extérieur (1 mètre de tuyau flexible diam. 125 mm et 2 colliers de fixation)	Ø125 - L1000 mm

*Pour obtenir la liste complète des accessoires de raccordement, se reporter au chapitre sur la ventilation du présent catalogue



ARMOIRES
INFLAMMABLES

ARMOIRES
LITHIUM

ARMOIRES
BOUTEILLES DE GAZ

ARMOIRES
ANTI-CORROSION

ARMOIRES
MULTIRISQUES

ARMOIRES
PHYTOSANITAIRES

ARMOIRES
À FILTRATION

HOTTES
À FILTRATION

VENTILATION

RAYONNAGES