

ARMOIRES  
INFLAMMABLES



EN

14470-2  
16121  
SEVERAL



ARMOIRES  
LITHIUM

# SÉRIE EFO BG

Certifiée conforme EN14470-2 Type 30 & 60  
& EN16121 SEVERAL



RÉSISTANCE AU FEU  
**CERTIFIÉE**  
30 minutes (TYPE 30)  
60 minutes (TYPE 60)

ARMOIRES  
BOUTEILLES DE GAZ



B60G30



B120G30

ARMOIRES  
ANTI-CORROSION

ARMOIRES  
MULTIRISQUES

ARMOIRES  
PHYTOSANITAIRES

ARMOIRES  
À FILTRATION

HOTTES  
À FILTRATION

VENTILATION

RAYONNAGES

→ **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Entièrement construite en tôle d'acier électro-galvanisé avec une épaisseur de 1 à 2 mm, pliée à froid
- Finition extérieure en résine époxy anti-acides et passage dans une galerie thermique à 200°C
- Isolation de l'armoire par des panneaux de laine de roche haute densité et des panneaux de sulfate de calcium (DIN 4102)
- Panneaux de finition interne en mélaminé avec haute résistance aux vapeurs chimiques et agressives
- Structure permettant le changement des pièces détachées si besoin
- Joints d'isolation thermo dilatants de 30 mm qui en cas d'élévation de la température assurent une étanchéité parfaite de l'armoire
- Orifice d'entrée et de sortie d'air avec clapets coupe feu certifiés fermant les conduits lorsque la température dépasse le 70°C conformément à la norme DIN 4102-6.
- Prédilection à la ventilation par une collerette de Ø 100 mm pour un raccordement extérieur (voir chapitre sur la ventilation)
- Système de fermeture permettant de maintenir la porte ouverte en toute position
- Charnière anti-étincelles assurant une solidité parfaite des portes
- Armoire équipée pour mise à la terre
- Vérins de mise à niveau
- **Orifices de passage des tubes de gaz diamètre 12 mm**, positionnés au centre et sur la partie supérieure de l'armoire **avec bague anti-feu**
- Fermeture à clé des portes
- Rampe face avant en acier galvanisé pour faciliter le chargement et les manipulations
- 1 étagère en acier galvanisée pour petites bouteilles de gaz
- Supports des bouteilles de gaz en acier électro galvanisé livrés avec une chaîne de fixation
- ISO 3864 : Signalisation des pictogrammes
- Certifiée résistante au feu **30 et 60 minutes**, en conformité la norme **EN14470-2 (par Bureau Veritas)**
- Certifiée conforme à la norme **EN16121 SEVERAL**

→ **MODÈLES D'ARMOIRES**

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTERNES (L x P x H) mm	DIMENSIONS INTERNES (L x P x H) mm	ÉQUIPEMENTS INTERNES	CAPACITÉ DE STOCKAGE	POIDS (kg)
B60G30	Armoire 1 porte Type G30	595 x 600 x 2050	445 x 420 x 1760	1 étagère en acier galvanisé pour petites bouteilles de gaz	1 bouteille de gaz Ø 26 cm ou 2 bouteilles Ø 21/23 cm	250
B120G30	Armoire 2 portes Type G30	1200 x 600 x 2050	1050 x 420 x 1760	1 étagère en acier galvanisé pour petites bouteilles de gaz	3 bouteilles de gaz Ø 26 cm ou 4 bouteilles Ø 21/23 cm	420
B60G60	Armoire 1 porte Type G60	700 x 600 x 2050	500 x 365 x 1780	1 rampe d'accès et supports avec chaînes de fixation	1 bouteille de gaz Ø 26 cm ou 2 bouteilles Ø 21/23 cm	275
B120G60	Armoire 2 portes Type G60	1400 x 600 x 2050	(2 x 500) x 365 x 1780	1 rampe d'accès et supports avec chaînes de fixation	3 bouteilles de gaz Ø 26 cm ou 4 bouteilles Ø 21/23 cm	580

→ **ÉQUIPEMENTS INTERNES (EN OPTION)**

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x P x H) mm	CAPACITÉ DE STOCKAGE
K89053	Étagère supplémentaire pour petite bouteille de gaz	430 x 330 x 250 (H barrière anti chute 30 mm)	1 petite bouteille
K89033	Extincteur externe à CO <sub>2</sub> à déclenchement thermique automatique (62°C)	Ø90 x 280	-

→ **VENTILATION (EN OPTION)\***

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x P x H) mm
DIAM125BP	Caisson de ventilation avec câble d'alimentation et boîte à filtre - diam. de sortie 125 mm	290 x 290 x 270
EOF100ABPMY11	Caisson de ventilation ATEX avec câble d'alimentation et boîte à filtre - diam de sortie 100 mm	257 x 265 x 400
K89007	Filtre à charbon actif pour caisson DIAM125BP (facultatif)	235 x 110 x 15
GFKIT125	Kit de raccordement extérieur (1 mètre de tuyau flexible diam. 125 mm et 2 colliers de fixation)	Ø125 - L1000

\*Pour obtenir la liste complète des accessoires de raccordement, se reporter au chapitre sur la ventilation du présent catalogue et au tarif en cours

ARMOIRES INFLAMMABLES

ARMOIRES LITHIUM

ARMOIRES BOUTEILLES DE GAZ

ARMOIRES ANTI-CORROSION

ARMOIRES MULTIRISQUES

ARMOIRES PHYTOSANITAIRES

ARMOIRES À FILTRATION

HOTTES À FILTRATION

VENTILATION

RAYONNAGES