



## SÉRIE HEPA

Armoires de sécurité pour le stockage de poudres toxiques



EO103H



EO106H

### → CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Entièrement construite en tôle d'acier électro-galvanisé avec une épaisseur 10/10 mm, pliée à froid
- Finition extérieure en résine époxy anti-acides 90 microns Gris RAL7035 et passage dans une galerie thermique à 200°C
- Construction monobloc avec vérins pour la mise à niveau
- Portes battantes pleines ou vitrées double paroi
- Ouverture de la porte avec un angle de 110° permettant l'extraction des étagères sans les incliner
- Fermeture à clé
- Équipée de 3 étagères de rétention en acier INOX, épaisseur 10/10 mm, ajustables en hauteur
- Unité de ventilation incluse avec caisson en acier verni et hélice en aluminium
- Dégré de protection : IP44 selon UNEL-IEC
- Débit 300 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore inférieur à 60dB au moment du débit maximal avec une gaine de 1.5 m selon UNI UNI 7179-73P
- Pm. 0,09 Kw., 2900 tours
- Conforme à la norme EN61010
- Alimentation : 220/230V 50Hz monophasé
- Absorption : 90W
- Diamètre de raccordement : 100mm
- Équipées d'un filtre absolu HEPA H14 en microfibre de verre avec MPPS 99,995%, débit 150 m<sup>3</sup>/h, structure en alu anodisé
- Équipées d'un filtre à charbon actif pour acides avec grande surface d'absorption
- Remplacement des filtres aisé grâce au système de charnières avec ouverture à clé
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864



EO103GH



EO106GH

ARMOIRES  
INFLAMMABLES

ARMOIRES  
LITHIUM

ARMOIRES  
BOUTEILLES DE GAZ

ARMOIRES  
ANTI-CORROSION

ARMOIRES  
MULTIRISQUES

ARMOIRES  
PHYTOSANITAIRES

ARMOIRES  
À FILTRATION

HOTTES  
À FILTRATION

VENTILATION

RAYONNAGES

### → MODÈLES D'ARMOIRES

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTERNES (L x P x H) mm	DIMENSIONS INTERNES (L x P x H) mm	ÉQUIPEMENTS INTERNES	CAPACITÉ DE STOCKAGE*	POIDS (kg)
EO103H	Armoire 1 porte pleine	600 x 600 x 1900 (1600 + 300)	550 x 550 x 1500	3 étagères en acier inox	100	93
EO106H	Armoire 2 portes pleines	1140 x 600 x 1900 (1600 + 300)	1080 x 550 x 1500	3 étagères en acier inox	200	130
EO103GH	Armoire 1 porte vitrée	600 x 600 x 1900 (1600 + 300)	550 x 550 x 1500	3 étagères en acier inox	100	95
EO106GH	Armoire 2 portes vitrées	1140 x 600 x 1900 (1600 + 300)	1080 x 550 x 1500	3 étagères en acier inox	200	133

\*Capacité approximative en bouteilles de 1 litre par armoire

### → ÉQUIPEMENTS INTERNES (EN OPTION)

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x P x H) mm	VOLUME DE RÉTENTION (LITRES)	CAPACITÉ DE STOCKAGE*
RIPX60	Étagère fixe en acier inox pour armoire 1 porte	485 x 545 x 34	9	35
RIPX120	Étagère fixe en acier inox pour armoire 2 portes	1025 x 545 x 34	19	70

\*Capacité approximative en bouteilles de 1 litre