

ARMOIRES
INFLAMMABLES

ARMOIRES
LITHIUM

ARMOIRES
BOUITEILLES DE GAZ

ARMOIRES
ANTI-CORROSION

ARMOIRES
MULTIRISQUES

ARMOIRES
PHYTOSANITAIRES

ARMOIRES
À FILTRATION

HOTTES
À FILTRATION

VENTILATION

RAYONNAGES



EN 61010-1
16121
SEVERAL

EXACTA
SAFETY STORAGE CABINETS

SÉRIE WOOD

Certifiée conforme EN61010-1 & EN16121 SEVERAL



Panneaux en HPL
résistant à la corrosion



K89020



K89019



Système d'amortissage
des portes



Étagère coulissante en PP
(armoire sous paillasse)



K89180



K89179



K89179

→ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Corps de l'armoire aggloméré hydrofuge revêtu d'un mélaminé plastique HPL Ignifuge F1 avec bords arrondis - Couleur : Gris RAL7035
- Construction démontable avec vérins pour la mise à niveau sur socle métallique
- Parties métalliques (charnières, taquets, rails) peintes contre la corrosion
- Ouverture de la porte avec un angle de plus de 110°
- Fermeture à clé
- Deux compartiments séparés (armoires deux portes)
- Armoires hautes équipées de 2 étagères de rétention fixes en polypropylène par compartiment, ajustables en hauteur
- Armoires sous-paillasse équipées de deux tiroirs extractibles avec bac de rétention en polypropylène (fixés par velcro), par compartiment
- Armoires sous-paillasse posées sur un socle métallique de hauteur 60mm
- Charge max par étagère : 60Kg uniformément répartis
- Système d'amortissage des portes et tiroirs
- Collettere de raccordement Ø125mm (2 colletteres pour armoire K89179)
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864
- **Conforme aux normes EN 61010-1 & CEI 66-5 & EN16121 SEVERAL**

→ MODÈLES D'ARMOIRES

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS EXTERNES (L x P x H)mm	DIMENSIONS INTERNES (L x P x H)mm	ÉQUIPEMENTS INTERNES	CAPACITÉ DE STOCKAGE*	POIDS (kg)
K89020	Armoire 1 porte	600 x 600 x 1950	550 x 550 x 1890	2 étagères en PVC (charge max 40 Kg uniformément distribués)	75	85
K89019	Armoire 2 portes 2 compartiments	1140 x 600 x 1950	1090 x 550 x 1890	2 étagères en PVC par compartiment (charge max 40 Kg uniformément distribués)	100	120
K89180	Armoire sous paillasse 1 porte	560 x 500 x 640 + 60 (socle)	540 x 480 x 580	2 tiroirs extractibles avec bac de rétention en PP (charge max 40 Kg uniformément distribués)	40	39
K89179	Armoire sous paillasse 2 portes - 2 compartiments	1120 x 500 x 640 +60 (socle)	1070 x 480 x 580	2 tiroirs extractibles avec bac de rétention en PP par compartiment (charge max 40 Kg uniformément distribués)	80	73

*Capacité approximative en bouteilles de 1 litre par armoire

→ ÉQUIPEMENTS INTERNES (EN OPTION)

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x P x H)mm	VOLUME DE RÉTENTION (LITRES)	CAPACITÉ DE STOCKAGE*
WLRI6060	Étagère additionnelle en PVC armoire haute 1 ou 2 portes	550 x 530 x 30	7	15
RIPWPP	Étagère additionnelle en PP pour armoires sous paillasse	490 x 410 x 48	7	15

*Capacité approximative en bouteilles de 1 litre

→ VENTILATION (EN OPTION)*

CODE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x P x H) mm
DIAM125BP	Caisson de ventilation avec câble d'alimentation et boîte à filtre - diam. de sortie 125 mm	290 x 290 x 270
K89007	Filtre à charbon actif pour caisson DIAM125BP (facultatif)	235 x 110 x 15
GFKIT125	Kit de raccordement : 1 mètre de gaine souple Ø 125mm et 2 colliers de fixation	Ø 125 mm
CFN	Caisson de ventilation à filtration moléculaire conforme à la norme NFX15-211	550 x 500 x 220
CFNL	Caisson à filtration moléculaire construit conformément à la norme NFX15-211, sans alarme	550 x 500 x 220
CFNUB	Caisson de filtration certifié conforme à la norme NFX15-211 pour armoires sous paillasse, équipé de roulettes, 2 sorties de ventilation	400 x 500 x 650
CFNUBL	Caisson de filtration construit conformément à la norme NFX15-211 pour armoires sous paillasse, équipé de roulettes, 2 sorties de ventilation, sans alarme	400 x 500 x 650
EOAS	Filtre à charbon actif pour solvants (pré-filtre inclus)	510 x 405 x 60
EOBE	Filtre à charbon actif pour acides (pré-filtre inclus)	510 x 405 x 60
EOMP	Filtre à charbon actif pour solvants et acides (pré-filtre inclus)	510 x 405 x 60
EOFO	Filtre à charbon actif pour formaldéhyde (pré-filtre inclus)	510 x 405 x 60
EOPF	Pré-filtre	510 x 405 x 15

*Pour obtenir la liste complète des accessoires de raccordement, se reporter au chapitre sur la ventilation du présent catalogue et au tarif en cours

ARMOIRES
INFLAMMABLES

ARMOIRES
LITHIUM

ARMOIRES
BOUTEILLES DE GAZ

ARMOIRES
ANTI-CORROSION

ARMOIRES
MULTIRISQUES

ARMOIRES
PHYTOSANITAIRES

ARMOIRES
À FILTRATION

HOTTES
À FILTRATION

VENTILATION

RAYONNAGES