

FC2143 Électrode pH spécifique

Pour HI98167

Spécifications

FC2143

Description	Électrode pH
Référence	Double, Ag/AgCl
Jonction / Débit	Tissu PTFE
Électrolyte	Gel
Pression maxi	0,1 bar
Gamme	0 à 12 pH 0 à 80 °C
Embout	Plat
Capteur de température	Oui
Amplificateur	Oui
Matériau du corps	Acier inoxydable AISI316
Câble	7 brins ; 1 m
Connecteur	Quick DIN
Usage recommandé	Mesures de pH dans la bière et le moût
Température d'utilisation recommandé	20 à 40 °C

