

HI12963 Électrode pH pour HI98190

Pour les applications sur le terrain

Spécifications

HI12963

Description	Électrode pH, corps en alliage titane
Référence	Simple, Ag/AgCl
Jonction / Débit	Tissu
Électrolyte	Gel
Gamme	0 à 13 pH
Pression max.	3,0 bar
Embout	Sphérique (Ø 5 mm)
Capteur de température	Oui
Entrée différentielle	Oui
Amplificateur	Oui
Matériau du corps	Alliage titane
Câble	5 brins ; 1 m
Connecteur	DIN Quick Connect
Usage recommandé	Applications sur le terrain
Température d'utilisation recommandée	0 à 80 °C

