

HI36183 Électrode rédox pour HI98190

Pour usage général en laboratoire

Spécifications

HI36183

Description	Électrode rédox à remplissage
Référence	Simple, Ag/AgCl
Jonction / Débit	Céramique, simple / 15-20 µL/h
Électrolyte	3,5 M KCl + AgCl
Gamme	Rédox : ±2000 mV
Pression max.	0,1 bar
Embout	Tige platine
Capteur de température	Oui
Entrée différentielle	Non
Amplificateur	Oui
Matériau du corps	Verre
Câble	5 brins ; 1 m
Connecteur	DIN Quick Connect
Usage recommandé	Usage général et en laboratoire
Température d'utilisation recommandée	-5 à 70 °C

