

HI4015 • HI4115 Électrodes d'ions spécifiques

Sulfures / Argent

Référence	HI4015	HI4115
Type	Solide ; Simple	Solide ; Combinée
Gamme de mesure	Ag ⁺ 1,0 M à 1 x 10 ⁻⁶ M 107900 à 0,11 mg/L S ²⁻ 1,0 M à 1 x 10 ⁻⁷ M 32100 à 0,003 mg/L	Ag ⁺ 1,0 M à 1 x 10 ⁻⁶ M 107900 à 0,11 mg/L S ²⁻ 1,0 M à 1 x 10 ⁻⁷ M 32100 à 0,003 mg/L
Zone pH optimale	Ag ⁺ 2 à 8 pH S ²⁻ 12 à 14 pH	Ag ⁺ 2 à 8 pH S ²⁻ 12 à 14 pH
Gamme température	0 à 80°C	0 à 80°C
Pente approximative	+56 Ag ⁺ / -28 S ²⁻	+56 Ag ⁺ / -28 S ²⁻
Matériau du corps	Époxy	PEI
Câble	Coaxial ; 1 m	Coaxial ; 1 m
Connecteur	BNC	BNC
Applications	Utilisé comme indicateur pour titrages employant du nitrate d'argent, concentration des ions sulfures dans l'eau, les produits de traitement dans la fabrication du papier et dans les sols,	

