

HI10430

Elektrode met 3,5 mm jack-connectie

voor edge



PH/ISE/ORP-METERS

Code	HI10430
Omschrijving	hervulbare, combinatie, digitale pH-elektrode met dubbele junctie
Referentie	dubbel, Ag/AgCl
Junctie	keramisch, driedubbel 40-50 μ L/h
Elektrolyt	KCl 3,5M
Max. druk	0,1 bar
Bereik	0 tot 13 pH
Werktemperatuur	-5 tot 100 °C - HT
Uiteinde	sferisch (dia: 9,5 mm)
Temperatuursensor	ja
Matching pin	nee
Versterkt	ja
Materiaal behuizing	glas
Kabel	1 m
Aanbevolen gebruik	Koolwaterstoffen, lakken, oplosmiddelen, zeewater, sterke zuren en basen, monsters met hoge geleidbaarheid, trisbuffer
Afmetingen	120 mm, \varnothing 12 mm
Connectie	3,5 mm jack

