

pH-elektrode met BNC-connectie



Code	HI1043B
Omschrijving	Hervulbare, combinatie-pH-elektrode met dubbele junctie
Referentie	Dubbel, Ag/AgCl
Junctie/stroomsnelheid	Keramisch, enkelvoudig/15-20 µl/H
Elektrolyt	KCl 3,5 M
Max. druk	0,1 bar
Bereik	pH: 0 tot 14 T: 0 tot 100 °C
Uiteinde/vorm	Sferisch (dia: 9,5 mm)
Temperatuursensor	Nee
Versterker	Nee
Materiaal behuizing	Glas
Kabel	Coaxiaal, 1 m
Aanbevolen gebruik	Koolwaterstof, verven, solventen, zeewater, sterk zuur en base, monsters met hoge geleidbaarheid, trisbuffer
Aanbevolen werktemp.	30 tot 85 °C
Afmetingen	120 mm, Ø 12 mm
Connectie	BNC

