

HI11311

Elektrode met 3,5 mm jack-connectie

voor edge



Code	HI11311
Omschrijving	hervulbare, combinatie, digitale pH-elektrode met Sensor Check™
Referentie	dubbel, Ag/AgCl
Junctie	keramisch, enkelvoudig 15-20 µL/h
Elektrolyt	KCl 3,5M
Max. druk	0,1 bar
Bereik	0 tot 14 pH
Werktemperatuur	-5 tot 100 °C - HT
Uiteinde	sferisch (dia: 9,5 mm)
Temperatuursensor	ja
Matching pin	ja
Versterkt	ja
Materiaal behuizing	glas
Kabel	1 m
Aanbevolen gebruik	Algemeen laboratoriumgebruik, bier
Afmetingen	120 mm, Ø 12 mm
Connectie	3,5 mm jack

