

Elektrode met bluetooth-connectie



Code	HI11312
Referentie	dubbel, Ag/AgCl
Junctie	ceramisch
Elektrolyt	3,5M KCl
Bereik	0.00 tot 14.00 pH ±420 mV -5.0 tot 80.0 °C
Vorm	sferisch
Buitenste diam. (glas)	12 mm (glas)
Sondelengte	195 mm
Werkings temperatuur	-5.0 tot 80,0 °C
Omgeving	0,0 to 50,0°C, elektronische module is niet waterbestendig
Temperatuursensor	Intern
Materiaal body	Glas
Connectie	Bluetooth® Smart (Bluetooth® 4.0), 10 m bereik
Batterij	CR2032 3 V lithium ion/ong. 500 u
Toepassing	

