

HI12300

Elektrode met 3,5 mm jack-connectie

voor edge



PH/ISE/ORP-METERS

Code	HI12300
Omschrijving	combinatie, digitale pH-elektrode
Referentie	dubbel, Ag/AgCl
Junctie/stroomsnelheid	ceramisch, enkel 15-20 $\mu\text{L/h}$
Elektrolyt	gel
Max. druk	2 bar
Bereik	pH: 0 tot 13
Werktemperatuur	-5 tot 70 °C - GP
Uiteinde	sferisch (dia: 7,5 mm)
Temperatuursensor	ja
Matching pin	nee
Versterkt	ja
Materiaal behuizing	PEI
Kabel	1 m
Aanbevolen gebruik	Veldtoepassingen
Afmetingen	120 mm, \varnothing 12 mm
Connectie	3,5 mm jack

