

HI12883

pH-elektrode met Quick DIN-connectie



PH/ISE/ORP-METERS

Code	HI12883
Omschrijving	pH-elektrode
Referentie	Enkelvoudig, Ag/AgCl
Junctie/stroomsnelheid	Cloth
Elektrolyt	Gel
Max. druk	1 bar
Bereik	pH: 0 tot 13 EC: 0 tot 20 mS/cm T: 0 tot 60 °C
Uiteinde/vorm	Sferisch (dia: 8,5 mm)
Temperatuursensor	Ja
Versterker	Ja
Materiaal behuizing	PVC
Kabel	7-polig, 2 m
Aanbevolen gebruik	Waterbehandeling, landbouw, boilers, koeltorens, HI991300, HI991301
Aanbevolen werktemp.	20 tot 40 °C
Afmetingen	110 mm, Ø 20 mm
Connectie	Quick DIN

