

HI12963

pH-elektrode met Quick DIN-connectie



Code	HI12963
Omschrijving	pH-elektrode
Referentie	Enkelvoudig, Ag/AgCl
Junctie/stroomsnelheid	Cloth
Elektrolyt	Gel
Max. druk	3,0 bar
Bereik	0 tot 13 pH 0 tot 80 °C
Uiteinde/vorm	Sferisch
Temperatuursensor	Ja
Versterker	Ja
Materiaal behuizing	Titanium
Kabel	1 m
Aanbevolen gebruik	Veld, HI991001
Aanbevolen werkt. temp.	0 tot 80 °C
Afmetingen	Ø 14 mm
Connectie	Quick DIN

