

HI36183

## ORP-elektrode met Quick DIN-connectie



Code	HI36183
Omschrijving	ORP-elektrode
Referentie	Enkelvoudig, Ag/AgCl
Junctie/stroomsnelheid	Keramisch, simple / 15-20 $\mu$ L/h
Elektrolyt	3,5 M KCl + AgCl
Max. druk	0,1 bar
Bereik	$\pm$ 2000 mV
Uiteinde/vorm	Platina
Temperatuursensor	Ja
Versterker	Ja
Materiaal behuizing	Glas
Kabel	1 m
Aanbevolen gebruik	Algemeen en labo
Aanbevolen werktemp.	-5 tot 70 °C
Afmetingen	$\varnothing$ 12 mm
Connectie	Quick DIN

