

HI7609829-1

pH/ORP-elektrode voor HI9829



PH/ISE/ORP-METERS

| | |
|------------------------|---|
| Code | HI7609829-1 |
| Omschrijving | pH/ORP-elektrode |
| Referentie | Ag/AgCl |
| Junctie/stroomsnelheid | Ceramisch, dubbel |
| Elektrolyt | Gel |
| Max. druk | |
| Bereik | 0,00 to 13,00 pH, $\pm 600,0$ pH mV, $\pm 2000,0$ mV (ORP) |
| Uiteinde/vorm | Glas/platina |
| Temperatuursensor | |
| Versterker | |
| Materiaal behuizing | PEI |
| Kabel | - |
| Aanbevolen gebruik | HI9829 |
| Aanbevolen werkttemp. | -5 tot 55 °C |
| Afmetingen | 118 x 15 mm |
| Connectie | - |

