

HI764073

Opgelost zuurstofelektrode voor HI98193



OPGELOST ZUURSTOFMETERS

Code	HI764073
Omschrijving	polarographische DO-elektrode met beschermhuls voor HI98193
Referentie	zilver/platina
Bereik	
Temperatuursensor	ja
Uiteinde/vorm	polarografisch membraan
Materiaal behuizing	ABS
Kabel	4 m
Aanbevolen gebruik	BOD-metingen
Aanbevolen werktemp.	0 tot 50°C
Afmetingen	
Connectie	Quick DIN

