

HI764080

Opgelost zuurstofelektrode

voor edge



OPGELOST ZUURSTOFMETERS

Code	HI764080
Omschrijving	digitale polarographische DO-elektrode
Referentie	platina
Bereik	0 - 300 % saturatie
Temperatuursensor	ja
Versterkt	nee
Uiteinde/vorm	polarografische sensor
Materiaal behuizing	PEI
Kabel	1 m
Aanbevolen gebruik	edge-serie
Aanbevolen werktemp.	0 - 50 °C
Afmetingen	120 mm
Connectie	mini-jack 3,5 mm

