

HI1048Y

Electrode pH avec connecteur BNC + RCA



Code	HI1048Y
Description	Electrode pH/température avec CPS (Clogging Prevention System)
Référence	Double, Ag/AgCl
Jonction	Ouverte avec CPS
Electrolyte	KCl 3.5M
Pression maximale	0,1 bar
Gamme	pH : 0-13 T : 0-80° C
Embout	Sférique (dia : 8 mm)
Capteur de température	Oui
Amplificateur	Non
Matériau du corps	Verre
Câble	Coaxial, 1m
Usage recommandé	Vin, Moût
Température d'utilisation	20-40 °C
Dimensions	120, dia : 8 mm
Connecteur	BNC+RCA

