

HI1048Y

pH-elektrode met BNC- + RCA-connectie



Code	HI1048Y
Omschrijving	pH-elektrode met Clogging Prevention System (CPSTM)
Referentie	Dubbel, Ag/AgCl
Junctie/stroomsnelheid	Open, CPSTM
Elektrolyt	KCl 3,5M
Max. druk	0,1 bar
Bereik	pH: 0 tot 13 T: 0 tot 80 °C
Uiteinde/vorm	Sferisch (dia: 8 mm)
Temperatuursensor	Ja
Versterker	Nee
Materiaal behuizing	Glas
Kabel	Coaxiaal, 1m
Aanbevolen gebruik	Wijn, most
Aanbevolen werktmp.	20 tot 40 °C
Afmetingen	120 mm, Ø 8 mm
Connectie	BNC + RCA

