

HI1053B

pH-elektrode met BNC-connectie



Code	HI1053B
Omschrijving	Hervulbare, combinatie-pH-elektrode met conische ballon
Referentie	Dubbel, Ag/AgCl
Junctie/stroomsnelheid	Keramisch, drievoudig/40-50 µl/H
Elektrolyt	KCl 3,5 M
Max. druk	0,1 bar
Bereik	pH: 0 tot 12 T: -5 tot 100 °C
Uiteinde/vorm	Conisch (12 x 12 mm)
Temperatuursensor	Nee
Versterker	Nee
Materiaal behuizing	Glas
Kabel	Coaxiaal, 1 m
Aanbevolen gebruik	Vetten en crèmes, grondmonsters, drinkbaar water, halfvaste producten, lage geleidbaarheidsoplossingen, emulsies
Aanbevolen werktemp.	-5 tot 30 °C
Afmetingen	120 mm, Ø 12 mm
Connectie	BNC

