

pH-elektrode met BNC-connectie



Code	HI1083B
Omschrijving	Combinatie-pH-elektrode met micro ballon voor kleine monsters
Referentie	Enkelvoudig, Ag/AgCl
Junctie/stroomsnelheid	Open
Elektrolyt	Viscolene
Max. druk	0,1 bar
Bereik	pH: 0 tot 13 T: 0 tot 50 °C
Uiteinde/vorm	Sferisch (dia: 3 mm)
Temperatuursensor	Nee
Versterker	Nee
Materiaal behuizing	Glas
Kabel	Coaxiaal, 1 m
Aanbevolen gebruik	Biotechnologie, monsters <100 µl
Aanbevolen werktmp.	20 tot 40 °C
Afmetingen	120 mm, Ø 3 mm
Connectie	BNC

