

HI1131B • HI1131Y pH-elektrode met BNC- en RCA-aansluiting

Voor algemeen gebruik in laboratorium

Kenmerken

HI1131[]

Omschrijving	Hervulbare combinatie - pH - elektrode
Referentie	Dubbel, Ag/AgCl
Junctie / stroomsnelheid	Keramisch, enkelvoudig / 15 - 20 $\mu\text{L/u}$
Elektrolyt	KCl 3,5 M
Max. druk	0,1 bar
Bereik	0 - 14 pH 0 - 100°C
Uiteinde / vorm	Sferisch (\varnothing 9,5 mm)
Temperatuursensor	Nee
Versterker	Nee
Materiaal behuizing	Glas
Kabel	Coaxiaal, 1m
Connectie	HI1131B: BNC HI1131Y: BNC + temperatuursensor RCA
Aanbevolen gebruik	Algemeen gebruik in laboratorium, snelle responstijd
Aanbevolen werkteemperatuur	0 - 100°C



HI1131Y: BNC + temperatuursensor RCA

