

Analyses simples et économiques

Les trousse d'analyses Hanna Instruments sont un moyen simple et économique d'effectuer des analyses. Notre grande variété de trousse monoparamètres et multiparamètres inclut tous les réactifs nécessaires à une ou plusieurs applications.

Qualité et sécurité

Les trousse Hanna Instruments sont complètes et livrées avec tous les accessoires nécessaires à la mesure.

Elles sont conçues pour vous aider à travailler rapidement et en toute sécurité. Afin d'éviter les erreurs, les bouteilles compte-gouttes sont identifiées par couleur.

Les bechers en plastique sont équipés d'un couvercle percé assurant un dosage exact et évitant les éclaboussures et les pertes.

Chaque trousse respecte les plus hauts standards de qualité et une fiche de sécurité est disponible pour chaque produit.



Instructions claires et précises

Chaque trousse est livrée avec un manuel d'instructions facile à comprendre. Le manuel vous guidera pas à pas dans la procédure d'analyse, permettant même aux utilisateurs novices d'effectuer les tests aisément.

Paramètre	Référence	Méthode	Gamme*	Sensibilité	Méthode chimique	Nombre de tests	Poids
Acidité (CaCO ₃)	HI3820	Titration	0-100 mg/L 0-500 mg/L	1 mg/L 5 mg/L	Méthylorange / Phénolphtaléine	Environ 110	910 g
Acide ascorbique	HI3850	Titration	10-200 mg/L	10 mg/L	Iodométrique	Environ 100	519 g
Alcalinité (CaCO ₃) Phénolphtaléine et totale	HI3811	Titration	0-100 mg/L 0-300 mg/L	1 mg/L 3 mg/L	Phénolphtaléine / Bleu de bromophénol	Environ 110	460 g
Bore	HI38074	Titration	0,0-5,0 mg/L	0,2 mg/L	Acide borique	100	780 g
Chlorures (Cl ⁻)	HI3815	Titration	0-100 mg/L 0-1000 mg/L	1 mg/L 10 mg/L	Nitrate mercurique	Environ 110	460 g
	HI38015	Titration	500-10000 mg/L 5000-100000 mg/L	100 mg/L 1000 mg/L	Nitrate d'argent	100	664 g
Dioxyde de carbone (CO ₂)	HI3818	Titration	0,0-10,0 mg/L 0,0-50,0 mg/L 0-100 mg/L	0,1 mg/L 0,5 mg/L 1 mg/L	Phénolphtaléine	Environ 110	460 g
Dureté (CaCO ₃)	HI3890	Titration	0 à 80 °F ou 0 à 80 TH	1°F ou 1 TH	Calmagite	Selon dureté	180 g
Formaldéhyde (CH ₂ O)	HI3838	Titration	0,00-1,00 % 0,0-10,0 %	0,01 % 0,10 %	Sulfite de sodium/Acide chlorhydrique	Environ 110	910 g
Hypochlorite (Cl ₂)	HI3843	Titration	50-150 g/L	5 g/L (0,5 %)	Iodométrique	Environ 100	485 g
Peroxyde d'hydrogène (H ₂ O ₂)	HI3844	Titration	0,00-2,00 mg/L 0,0-10,0 mg/L	0,25 mg/L 1,0 mg/L	Iodométrique	Environ 100	450 g
Phénols	HI3864	Checker Disc	0,00-1,00 mg/L 0,5-5,0 mg/L	0,02 mg/L 0,1 mg/L	Aminoantipyrine	100	573 g
Sulfites (Na ₂ SO ₃)	HI3822	Titration	0,0-20,0 mg/L 0-200 mg/L	0,2 mg/L 2 mg/L	Iodométrique	Environ 110	910 g

1 °F = 1 °TH = 0,56 °allemand (ou GH) = 0,7 °anglais = 0,2 meq/L = 10 mg/L de Ca CO₃