

Standaardoplossingen

Voor turbiditeit, saliniteit en fluoride

Turbiditeit

De Hanna Instruments turbiditeitskalibratieoplossingen worden verwezen naar de AMCO AEPA-1-normen, op 0, 10, 20 en 500 FNU. Ze hebben de voorkeur op de op formazinegebaseerde standaarden, aangezien ze niet giftig, stabiel, herbruikbaar zijn en lang meegaan.

Natrium

De natrium- en natriumchloride-standaardoplossingen laten u toe om een nauwkeurige kalibratie van de zakformaat, draagbare en bench saliniteitsmeters uit te voeren. Deze oplossingen zijn beschikbaar in 250 of 500 ml flessen, en ook in ondoorschijnende flessen die voldoen aan de FDA-specificaties.

Fluoride

Deze standaardoplossingen laten u toe alle instrumenten die fluoride met ion-specifieke sensoren gebruiken te kalibreren. De meest voorkomende toepassingen omvatten drinkbaar water, de analyse van bronwater dichtbij vulkanische rotsen, of de cosmetische, farmaceutische, glas- en staalindustrieën.

Fluoridestandaard

Code	Omschrijving	Fles
HI7023/1L	TISAB	1l
HI7023L	TISAB	500 ml
HI70701/1L	Standaard op 1 g/l F-	1l
HI70701L	Standaard op 1 g/l F-	500 ml
HI70701M	Standaard op 1 g/l F-	230 ml
HI70702/1L	Standaard op 10 mg/l F-	1l
HI70702L	Standaard op 10 mg/l F-	500 ml
HI70702M	Standaard op 10 mg/l F-	230 ml
HI70703/1L	Standaard op 100 mg/l F-	1l
HI70703L	Standaard op 100 mg/l F-	500 ml
HI70703M	Standaard op 100 mg/l F-	230 ml



Turbiditeitsstandaard

Code	Omschrijving	Fles
HI93102-0	AMCO-AEPA-1 kalibratieoplossing op 0 NTU	30 ml fles
HI93102-20	AMCO-AEPA-1 kalibratieoplossing op 20 NTU	30 ml fles
HI93124-0	Standaardoplossing op 0 EBC	30 ml fles
HI93124-1	Standaardoplossing op 2,5 EBC	30 ml fles
HI93124-2	Standaardoplossing op 125 EBC	30 ml fles
HI93703-0	AMCO-AEPA-1 kalibratieoplossing op 0 FNU	30 ml fles
HI93703-05	AMCO-AEPA-1 kalibratieoplossing op 500 FNU	30 ml fles
HI93703-10	AMCO-AEPA-1 kalibratieoplossing op 10 FNU	30 ml fles

Natriumstandaard

Code	Omschrijving	Verpakking
HI7080L	Standaardoplossing op 2,3 g/l Na+	500 ml fles
HI7080M	Standaardoplossing op 2,3 g/l Na+	230 ml fles
HI7086L	Standaardoplossing op 23 g/l Na+	500 ml fles
HI7086M	Standaardoplossing op 23 g/l Na+	230 ml fles
HI7087L	Standaardoplossing op 0,23 g/l Na+	500 ml fles
HI7087M	Standaardoplossing op 0,23 g/l Na+	230 ml fles
HI8080L	Standaardoplossing op 2,3 g/l Na+	500 ml FDA-fles
HI8086L	Standaardoplossing op 23 g/l Na+	500 ml FDA-fles
HI8087L	Standaardoplossing op 0,23 g/l Na+	500 ml FDA-fles

Natriumchloridestandaard

Code	Omschrijving	Verpakking
HI7037L	Kalibratieoplossing voor %-metingen (100 % NaCl)	500 ml fles
HI7037M	Kalibratieoplossing voor %-metingen (100 % NaCl)	230 ml fles
HI7081L	Standaardoplossing op 30 g/l NaCl	500 ml fles
HI7081M	Standaardoplossing op 30 g/l NaCl	230 ml fles
HI7083L	Standaardoplossing op 3,0 g/l NaCl	500 ml fles
HI7083M	Standaardoplossing op 3,0 g/l NaCl	230 ml fles
HI7084L	Standaardoplossing op 58,4 g/l NaCl	500 ml fles
HI7085L	Standaardoplossing op 0,3 g/l NaCl	500 ml fles
HI7085M	Standaardoplossing op 0,3 g/l NaCl	230 ml fles
HI7088L	Standaardoplossing op 5,84 g/l NaCl	500 ml fles
HI7088M	Standaardoplossing op 5,84 g/l NaCl	230 ml fles
HI7089L	Standaardoplossing op 125 g/l NaCl	500 ml fles
HI7089M	Standaardoplossing op 125 g/l NaCl	230 ml fles
HI7090L	ISA-oplossing voor NaCl	500 ml fles
HI7090M	ISA-oplossing voor NaCl	230 ml fles
HI8088L	Standaardoplossing op 5,84 g/l NaCl	500 ml FDA-fles