

SP6000-PRN02 Thermische printer

Voor serie HI6000

Deze thermische printer is stijlvol en modern. Hij biedt je connectiviteit en betrouwbare prestaties in een compact pakket. De behuizing heeft een IPX2 – classificatie voor water – bestendigheid, en het kleine formaat is ideaal voor kleine ruimtes. De printer is flexibel te configureren, met uitvoer aan de boven – of voorzijde.

+ Snel en stabiel de verbinding delen

- Netwerkcommunicatie via kabel met een mobiel iOS® of Android™-apparaat via een USB-C-verbinding, met een maximale snelheid van 20 Mbps.

+ Veelzijdige verbindingen

- Geïntegreerde interfaces : USB-A, USB-B, USB-C en Ethernet; dubbele Wi-Fi/ Bluetooth-interface in optie

+ De Sync & Charge – functie kan tot 18 W stroom leveren aan een mobiel apparaat.

+ Klaar voor printen in de cloud

+ Eenvoudige configuratie, hoge afdruksnelheid tot 300 mm/s

+ IPX2 Behuizing, compact, ideaal voor kleine ruimtes, antimicrobieel en eenvoudig te reinigen.



Kenmerken **SP6000-PRN02**

Afdrukmethode	Thermisch
Afdruksnelheid	Tot 300 mm/s
Resolutie	203 dpi
Afdrukrichting	Verticaal en horizontaal
Verbindingsinterface	USB – C (USB 2.0, 18 W voor het opladen van apparaten) USB – B (USB 2.0) Ethernet (10/100 Base – T/TX) Wifi (802.11 a/b/g/n/ac) Bluetooth (5.0 Dual mode) USB – A poort voor randapparatuur
Geschikt voor besturingssystemen	iOS, Android, Windows®, Mac®, OS X®, GNU (Linux®)
Algemeen	Afdrukken in de cloud via Direct Print – technologieserver Verbinding delen tot 20 Mbps. Compatibel met iOS, Android en Windows Synchronisatie en smartphone opladen (18 W) via USB – C poort
Afmetingen / Gewicht	127 mm x 128 mm x 129 mm / 1,3 kg