



designed for scientists



BMT-20-G-M-gamma Tube de mélange, stérile

/// Fiche technique



designed for scientists

Données techniques

Capacité traitée (H2O) [l]	0.002 - 0.015
Diamètre du tube [mm]	29
Volume du tube [ml]	20
Fonctionnement à sec	oui
Conforme à la FDA	oui
Matériau : Billes	Verre sodocalcique
Matériau : Membrane	PP
Matériau : Tube à essai et bouchon	PP
Matériau : Tige de mélange	PEEK
Stérile	oui
Poids [kg]	0.4137
Unité d'emballage [pcs]	20