



designed for scientists



BMT-50-S-M-gamma Tube de mélange, stérile, 50 ml

/// Fiche technique

Composants : Tube stérilisé aux rayons gamma broyeur à billes en inox, couvercle à membrane perçable

Volume : 15 - 50 ml

Application : Broyage à sec d'échantillons secs et cassants (par ex. kaolin, plâtre, pigments de couleur, comprimés), dispersion de cellules, traitement des matériaux en solution liquide

Adapté aussi pour:



designed for scientists

- L'ajout de substances pendant le mélange, la dispersion et le broyage
- Le prélèvement d'échantillons pendant le mélange, la dispersion et le broyage

Adapté aussi pour:

- Le broyage, le mélange ou la dispersion en conditions stériles
- Le prélèvement d'échantillons pendant le mélange, la dispersion et le broyage

Unité d'emballage : 10 pièces



designed for scientists

Données techniques

Capacité traitée (H2O) [l]	0.02 - 0.05
Diamètre du tube [mm]	48
Volume du tube [ml]	50
Fonctionnement à sec	oui
Conforme à la FDA	oui
Matériau : Billes	Acier inoxydable
Matériau : Membrane	PP
Matériau : Tube à essai et bouchon	PP
Matériau : Tige de mélange	PEEK
Stérile	oui
Poids [kg]	0.4896
Unité d'emballage [pcs]	10