

# IKA

designed for scientists



## S 10 D - 7G - KS - 65 Outils de dispersion

/// Fiche technique

Plastic dispersing element, Ø 7 mm, 24 Pc



designed for scientists

### Données techniques

Capacité traitée (H2O) [l]	0.001 - 0.020
Diamètre du sator [mm]	7
Diamètre du rotor [mm]	4.8
Vitesse périphérique [m/s]	7.5
Profondeur d'immersion [mm]	20 - 45
Longueur totale [mm]	65
Matériel en contact avec le produit	Polycarbonate (PC), Polysulfone (PSU)
Température de travail max. [°C]	100
Méthodes de stérilisation	autoclavable
Poids [kg]	0.144