

IKA

designed for scientists



S 25 D - 10 G - KS Outils de dispersion (12 PK)

/// Fiche technique

12 tubes jetables incl.

Les matières synthétiques utilisées sont homologuées par la FDA.



designed for scientists

Données techniques

Capacité traitée (H2O) [l]	0.01 - 0.1
Diamètre du sator [mm]	10
Diamètre du rotor [mm]	6.75
Vitesse périphérique [m/s]	8.5
Profondeur d'immersion [mm]	15 - 85
Longueur totale [mm]	150
Matériel en contact avec le produit	Polycarbonate (PC), Polyetheretherketon (PEEK)
Température de travail max. [°C]	100
Méthodes de stérilisation	autoclavable
Poids [kg]	0.192