



designed for scientists



## **S 50 KG - HH - G 45 F Outils de dispersion**

/// Fiche technique



designed for scientists

### Données techniques

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Capacité traitée (H <sub>2</sub> O) [l] | 0.25 - 10         |
| Diamètre du sator [mm]                  | 45                |
| Diamètre du rotor [mm]                  | 40                |
| Vitesse périphérique [m/s]              | 20.9              |
| Profondeur d'immersion [mm]             | 70 - 250          |
| Longueur totale [mm]                    | 290               |
| Matériel en contact avec le produit     | FFPM/WC/AISI 316L |
| pH                                      | 2 - 13            |
| Résiste aux solvants                    | oui               |
| Température de travail max. [°C]        | 150               |
| Méthodes de stérilisation               | humide - chimique |
| Vide [mbar]                             | 1                 |
| Pression max. [bar]                     | 6                 |
| Finesse finale, suspension [µm]         | 10 - 30           |
| Finesse finale, émulsions [µm]          | 1 - 10            |
| Poids [kg]                              | 0.51              |