

IKA

designed for scientists



ST-50 Tube de mélange, 50 ml

/// Fiche technique

Composants : Tube, agitateur, couvercle normal

Volume : 15 - 50 ml

Application : Mélange, Agitation, Extractions, Mise en suspension d'échantillons de sol

Unité d'emballage : 10 pièces



designed for scientists

Données techniques

Capacité traitée (H2O) [l]	0.015 - 0.05
Diamètre du tube [mm]	48
Volume du tube [ml]	50
Fonctionnement à sec	oui
Conforme à la FDA	oui
Matériau : Membrane	PP
Matériau : Tube à essai et bouchon	PP
Matériau : Tige de mélange	PEEK
Poids [kg]	0.382
Unité d'emballage [pcs]	10