

KERN 303-044

KERN

Jeu de poids, E1, 1 mg - 200 g, Bouton, Inox poli, dans un étui en plastique



Étuis optionnels

Étui - plastique Référence 313-052-400

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E1
Famille de produits	303

Système de mesure

Poids de contrôle - valeur nominale	1 mg - 200 g
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	E1

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	250×210×75 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	Inox poli
Nombre de poids	23
Étui du jeu de poids	dans un étui en plastique

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-203
----------------------------------------	---------

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	250×210×75 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,4 kg
Poids brut env.	1,4 kg
Poids d'expédition	1,27 kg