

KERN 303-054

KERN

Jeu de poids, E1, 1 mg - 500 g, Bouton, Inox poli, dans un étui en plastique



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E1
Famille de produits	303

Système de mesure

Poids de contrôle - valeur nominale	1 mg - 500 g
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	E1

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	250×210×75 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	Inox poli
Nombre de poids	24
Étui du jeu de poids	dans un étui en plastique

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-204
--	---------

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	250×210×75 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	3,2 kg
Poids brut env.	3,2 kg
Poids d'expédition	3,19 kg