

KERN 317-030-700

KERN

Étui en POM pour poids individuels (Bouton/compact, 5 g)



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Étui en POM
Famille de produits	317-700

Système de mesure

Étui adapté aux classes OIML	E1 - M1
Étui adapté aux valeurs nominales de poids	5 g
Forme de poids appropriée pour l'étui	Bouton/compact

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	48×48×50 mm
Matériau	POM (Polyoxymethylene)
Étui - Plus petit poids possible	5 g
Étui - Poids le plus élevé possible	5 g

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	48×48×50 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,20 kg
Poids brut env.	0,20 kg
Poids d'expédition	0,18 kg