

# KERN 317-060-700

# KERN

POM etui voor afzonderlijke gewichten (Knopvormig/compactvormig, 50 g)



## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Etais
Productgroep	POM etui
Productfamilie	317-700

## Meetsysteem

Geval geschikt voor OIML-klassen	E1 - M1
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	50 g
Geschikt gewichtsontwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	48×48×50 mm
Materiaal	POM (Polyoxymethylene)
Etui - kleinst mogelijk gewicht	50 g
Etui - Hoogst mogelijke gewicht	50 g

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	48×48×50 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,20 kg
Verzendgewicht	0,18 kg