

# KERN 317-090-700

**KERN**

Étui en POM pour poids individuels (Bouton/compact, 500 g)



## Pictogrammes

STANDARD



### Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Étui en POM
Famille de produits	317-700

### Système de mesure

Étui adapté aux classes OIML	E1 - M1
Étui adapté aux valeurs nominales de poids	500 g
Forme de poids appropriée pour l'étui	Bouton/compact

### Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	58×58×78 mm
Matériau	POM (Polyoxymethylene)
Étui - Plus petit poids possible	500 g
Étui - Poids le plus élevé possible	500 g

### Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	58×58×78 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,20 kg
Poids brut env.	0,20 kg
Poids d'expédition	0,18 kg