

# KERN 335-050-200

**KERN**

Houten etui voor gewichtensets (Knopvormig/compactvormig, 1 mg - 500 g)



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Euis
Productgroep	Houten etui

## Meetsysteem

Geval geschikt voor OIML-klassen	F2 + M3
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	1 mg - 500 g
Geschikt gewichtsonwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

## Ontwerp

Afmetingen (BxDxH)	170x80x80 mm
Materiaal	beuken
Etui - Hoogst mogelijke gewicht	500 g

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	170x80x80 mm
Nettogewicht	0,61 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,65 kg
Brutogewicht ca.	0,65 kg
Verzendgewicht	0,61 kg

## Pictogrammen

STANDARD

