

# KERN 347-067

**KERN**

Poids individuel, Classe OIML M1, 50 g, Poids à fente (Type B), inox finement tourné



|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Poids net          | 0,05 kg          |
| Mode de livraison  | Service de colis |
| Poids net env.     | 0,05 kg          |
| Poids brut env.    | 0,05 kg          |
| Poids d'expédition | 0,1 kg           |

## Pictogrammes

## STANDARD



## Catégorie

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Marque                | KERN             |
| Catégorie de produits | Poids individuel |
| Groupe de produit     | OIML M1          |
| Famille de produits   | 347              |

## Système de mesure

|  |        |
|--|--------|
| Poids de contrôle - volume (cm <sup>3</sup> )                | 5,9524 |
| Poids de contrôle - incertitude de volume (cm <sup>3</sup> ) | 0,1205 |
| Poids de contrôle - Densité (kg/m <sup>3</sup> )             | 8000   |
| Poids de contrôle - Densité incertitude (kg/m <sup>3</sup> ) | 100    |
| Poids de contrôle - Densité [Min] (OIML)                     | 2600   |
| Poids de contrôle - valeur nominale                          | 50 g   |
| OIML-conforme  | ✓      |
| Poids de contrôle OIML classe                                | M1     |
| Tolérance admissible selon OIML (+/-)                        | 3 mg   |

## Forme de construction

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Forme poids      | Poids à fente (Type B) |
| Dimensions (Ø×H) | 38×9,85 mm             |
| Matériau         | inox finement tourné   |

## Services

|  |         |
|--|---------|
| Numéro d'article pour étalonnage DAkkS | 962-636 |
|--|---------|

## Emballage & expédition

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Délais de livraison          | 1 d         |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 38×38×10 mm |