

# KERN 347-131

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 5 kg, Controle gewicht, roestvrij staal fijn gedraaid



## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	137×137×132 mm
Nettogewicht	10 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Brutogewicht ca.	10 kg
Verzendgewicht	10 kg

## Optionele etuis

Etui - Hout Artikelnummer	337-131-200
---------------------------	-------------

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	347

## Meetsysteem

Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	1250
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	15,625
Testgewicht - dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )	140
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7390
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8730
Testgewicht - nominale waarde	5 kg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	M1
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	500 mg

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Controle gewicht
Afmetingen (Ø×H)	136×132 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid

## Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-643
-------------------------------------	---------