

KERN 354-430-200

KERN

Étui en bois pour jeux de poids (Bouton/compact, 1 g - 100 g)



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Étui en bois

Système de mesure

Étui adapté aux classes OIML	F2 + M1 + M2 + M3
Étui adapté aux valeurs nominales de poids	1 g - 100 g
Forme de poids appropriée pour l'étui	Bouton/compact

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	154×61×47 mm
Matériau	hêtre
Étui - Plus petit poids possible	1 g
Étui - Poids le plus élevé possible	100 g

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	155×60×45 mm
Poids net	0,3 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,30 kg
Poids brut env.	0,30 kg
Poids d'expédition	0,3 kg

Pictogrammes

STANDARD

