

KERN CM 320-1N

KERN

Balance de poche avec calculatrice intégrée



Écran rétroéclairage	oui
Écran hauteur de chiffres	12 mm
Langues de l'interface utilisateur	Langage symbolique

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	85×130×25 mm
Dimensions surface de pesée (L×P)	70×80 mm
Dimensions surface de pesée	70×80 mm
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	70×80×20 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau plateau de pesée	plastique

Fonctions

Pesage de charges suspendues	Non
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	4 min
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Nombre de touches pour l'utilisation	4

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Pile	2×1.5 V AAA
Connexion de la batterie	Pad + Ressort
Pile temps de chargement	33 h

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	5 °C
Température ambiante [Max]	35 °C
Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	961-247
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-127
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance de laboratoire
Groupe de produit	Balance de poche
Famille de produits	CM

Système de mesure

Type de construction de la balance	Balance à une plage
Système de pesée	Jauge de contrainte
Portée [Max]	320 g
Lecture [d]	0,1 g
Reproductibilité	0,1 g
Linéarité	± 0,2 g
Résolution	3.200
Plage de tare	320 g
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	200 g (M3)
Points d'ajustage possibles	200 g
Temps de stabilisation	2 s
Temps de préchauffage	10 min
Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,2 g
Fluage maximal (15 minutes)	400 mg
Fluage maximal (30 minutes)	800 mg
Unité pré-réglée	g
Unités de mesure	g gn tl (Tw) tol

Écran

Écran type	LCD
------------	-----

KERN CM 320-1N

KERN

Balance de poche avec calculatrice intégrée

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	140×200×30 mm
Poids net	0,216 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,25 kg
Poids brut env.	0,35 kg
Poids d'expédition	0,318 kg

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

