

# KERN CM 60-2N

**KERN**

Zakweegschaal met geïntegreerde rekenmachine



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Laboratoriumweegschaal
Productgroep	Zakweegschaal
Productfamilie	CM

## Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	60 g
Af leesbaarheid [d]	0,01 g
Reproduceerbaarheid	0,02 g
Linearisatie	± 0,03 g
Resolutie	6.000
Tarrabereik	60 g
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	50 g (M2)
Mogelijke aanpassingspunten	50 g
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	30 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,02 g
Maximale kruip (15 minuten)	40 mg
Maximale kruip (30 minuten)	80 mg
Vooraf ingestelde eenheid	g
Eenheden	g tl (Tw) tol

## Scherm

Type display	LCD
--------------	-----

Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	12 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

## Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	85×130×25 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	70×80 mm
Afmetingen weegoppervlak	70×80 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	70×80×18 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	kunststof

## Functies

Wegingen onder het weegplateau	Geen
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	4 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	4

## Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij	2×1.5 V AAA
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij oplaadtijd	33 h

## Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-247
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	963-127
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
-------------	-----

# KERN CM 60-2N

**KERN**

Zakweegschaal met geïntegreerde rekenmachine

Afmetingen verpakking (B×D×H) 135×205×32 mm

Nettogewicht 0,18 kg

Verzendmethode Pakketdienst

Nettogewicht ca. 0,20 kg

Brutogewicht ca. 0,35 kg

Verzendgewicht 0,306 kg

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION

