

KERN KDP 300-3



Universele weegplateaus voor flexibele integratie in procesketens



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Component
Productgroep	Digitaal platform
Productfamilie	KDP

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	350 g
Afreesbaarheid [d]	1 mg
Reproduceerbaarheid	2 mg
Linearisatie	± 5 mg
Resolutie	350.000

Justermogelijkheden

Aanbevolen justergewicht	350 g (F1)
Opwarmtijd	120 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	5 mg
Maximale kruip (15 minuten)	10 mg
Maximale kruip (30 minuten)	20 mg
Vooraf ingestelde eenheid	g

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	165×166×75 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	165×166×140 mm
Afmetingen rechthoekig windbescherming - binnen (B×D×H)	146×146×80 mm
Afmetingen rechthoekig windbescherming - buiten (B×D×H)	157×157×80 mm

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	0×0×0 mm
Afmetingen weegoppervlak (Ø)	105 mm
Afmetingen weegoppervlak	105 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	165×165×73 mm
Materiaal weegoppervlak	kunststof, gelakt met geleidende lak
Materiaal plateau	Kunststoffen
Materiaal displaybehuizing	Geen scherm beschikbaar
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓
Kabellengte	1,2 m
Afreesinrichting kabellengte	1,5 m

Functies

Bescherming IP - scherm	geen IP-beveiliging
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	off

Interface

Interfaces	Ethernet (optionele, factory) WiFi (optionele, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (optionele, factory) USB-Device
EasyTouch (ET) - Compatibiliteit	vollständig
EasyTouch (ET) - Type aansluiting	über alle verfügbare Schnittstellen möglich

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid type	USB incl. plug-in voedingseenheid (scheidbaar)
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	5 V, 1 A

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %

KERN KDP 300-3



Universele weegplateaus voor flexibele integratie in procesketens

Approval

CE-teken ✓

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 963-127

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

Verpakking & verzending

Levertijden 1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H) 250×530×160 mm
Nettogewicht 1,04 kg
Verzendmethode Pakketdienst
Nettogewicht ca. 1,2 kg
Brutogewicht ca. 2,0 kg
Verzendgewicht 4,2 kg

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY

