

KERN OBB-A1578

Tubus binoculaire

KERN



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Microscoopkop

Ontwerp

Tubus type	Binoculaire
Hoek van de tubus	30°
Tubus 360° rotatie	✓
Tubus type	Butterfly
Interpupilaire afstand [Min]	50 mm
Interpupilaire afstand [Max]	75 mm
Dioptrische aanpassing	een zijde

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	265×185×165 mm
Nettogewicht	1,4 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,4 kg
Brutogewicht ca.	2,0 kg
Verzendgewicht	2 kg

Pictogrammen

STANDARD

