

KERN OBB-A 1620

KERN

Objectief Infinity Plan Semi Apochromatisch 10 x



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	Objectief Infinity Plan Semi apochromatisch

Objectief

Objectief vergroting	10 x
Objectiefkwaliteit	Infinity Plan Semi Apochromatisch
Numerieke apertuur	0,3
Objectief werkende afstand	20 mm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	65×40×40 mm
Nettogewicht	0,3 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,60 kg
Verzendgewicht	0,6 kg

Pictogrammen

STANDARD



1 DAY