

KERN OBB-A1623

KERN

Objectif Infinity Plan Semi Apochromatique 100 x



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Instrument optique
Groupe de produit	Objectif pour microscope

Objectifs

Objectif magnification	100 x
Qualité des objectifs	Infinity Plan Semi Apochromatique
Convertisseur numérique-analogique	0,85
Objectif distance de travail	3 mm

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	65×40×40 mm
Poids net	0,4 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,40 kg
Poids brut env.	0,60 kg
Poids d'expédition	0,6 kg

Pictogrammes