

KERN OBB-A 1641

KERN

Objectif Infinity Plan Semi Apochromatique 50 x



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	Optics
Catégorie de produits	Instrument optique
Groupe de produit	Objectif plans semi-apochromatiques corrigés à l'infini

Objectifs

Objectif magnification	50 x
Qualité des objectifs	Infinity Plan Semi Apochromatique
Convertisseur numérique-analogique	0,75
Objectif distance de travail	4,25 mm

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-5 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	65×40×40 mm
Poids net	0,3 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,30 kg
Poids brut env.	0,60 kg
Poids d'expédition	0,6 kg